

Trousse de secours Forces de l'ordre (avec garrot tourniquet)



Codes produits :

Référence 620DRA035

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

La trousse de secours forces de l'ordre : équipement d'urgence pour les interventions

Une trousse de secours compacte et modulable pour agir face aux hémorragies et aux urgences vitales

La trousse de secours forces de l'ordre est un accessoire essentiel pour les professionnels de la sécurité. Elle permet de prodiguer les premiers gestes lors d'une intervention sur le terrain : hémorragie, plaie par balle, arrêt cardiorespiratoire. Compacte (17 x 8 x 20 cm) et légère (0,70 kg), elle contient le matériel de première urgence et s'installe sur un gilet pare-balles, un sac ou un véhicule d'intervention.

La trousse de secours forces de l'ordre : un contenu pensé pour l'urgence vitale

Dans une situation d'urgence, chaque seconde compte. Cette trousse regroupe l'équipement nécessaire pour stopper un saignement important et protéger la victime en attendant l'arrivée des secours médicaux :

- **un garrot tourniquet tactique**, pour arrêter une hémorragie grave d'un membre ;
- **un coussin hémostatique d'urgence** et **un pansement compressif de type israélien** (20 x 10 cm), pour comprimer et maîtriser une plaie ;
- **un masque de protection bouche à bouche**, pour la réanimation en cas d'arrêt cardiorespiratoire ;
- **une couverture de survie**, pour limiter la perte de chaleur d'une personne en état de choc.

La trousse de secours forces de l'ordre : deux versions de garrot au choix

La trousse est disponible en deux versions, selon vos protocoles et votre matériel :

- **avec un garrot tourniquet Medisafe**, doté d'un guindeau en plastique renforcé ;
- **avec un garrot tactique SOF®-T**, doté d'un guindeau en aluminium.

La trousse de secours forces de l'ordre : une organisation optimisée

Tout le matériel reste ordonné et accessible, même sous stress :

- **plusieurs compartiments séparés** et un **emplacement filet zippé** ;
- des **boucles de rangement élastiques** qui maintiennent chaque élément en place ;
- une **ouverture à 180° à plat**, qui donne une visibilité totale sur le contenu ;
- une **glissière YKK® à double curseur** et des **boutons pression** pour une fermeture fiable, même en conditions difficiles.

La trousse de secours forces de l'ordre : une fixation MOLLE, un accès immédiat

Elle est conçue pour rester sur vous ou dans votre véhicule :

- **passants MOLLE** pour la fixer sur un gilet pare-balles ou un porte-plaques ;
- **dos Velcro** : la pochette de secours se retire sans démonter le système MOLLE ;
- **sangle avec clip d'attache** robuste pour sécuriser la fermeture ;
- **poignée principale** pour la transporter ou l'accrocher dans le véhicule d'intervention.

À l'avant, une **bande auto-agrippante** accueille un badge. Un **badge noir et croix rouge** est fourni pour identifier la trousse au premier regard.

La composition de la trousse de secours forces de l'ordre

Élément	Quantité
Garrot tourniquet tactique (Medisafe ou SOF®-T)	1
Coussin hémostatique d'urgence	1
Couverture de survie	1
Masque de protection bouche à bouche	1
Pansement compressif type israélien 20 x 10 cm	1
Sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm	2
Rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm	1
Ciseaux Jesco	1 paire
Gants à usage unique	2 paires
Sachets de gel hydroalcoolique	5
Marqueur dermatographique	1
Guide de premiers secours	1

Le marqueur dermatographique sert à noter l'heure de pose du garrot sur la victime, une information utile aux équipes médicales.

Pour qui est faite la trousse de secours forces de l'ordre ?

Elle s'adresse aux professionnels exposés à des risques d'hémorragie ou d'urgence vitale :

- **forces de l'ordre** : police, gendarmerie, polices municipales ;
- **agents de sécurité** et équipes de protection ;
- **secouristes** et intervenants de terrain ;
- **toute profession** aux exigences similaires.

Sa capacité est de **1 à 2 personnes**. Elle est **non personnalisable**.

L'usage d'un garrot ou d'un coussin hémostatique demande une **formation aux gestes de premiers secours**. Nous vous recommandons de vous former avant de vous équiper.

Comment entretenir la trousse de secours forces de l'ordre ?

Elle est conçue pour être régulièrement rechargée selon vos besoins :

1. **Stockez-la dans une pièce aérée**, à l'abri de la chaleur, pour préserver les produits à principes actifs.
2. **Réviser son contenu régulièrement**.
3. **Notez les produits utilisés** dans le guide de premiers secours.
4. **Vérifiez les dates de péremption** pour garantir l'efficacité du matériel.
5. **Réassortez-la** : Medisafe propose des produits à l'unité et des kits complets de réassort.

Caractéristiques de la trousse de secours forces de l'ordre

- **Référence interne** : 235479-1
- **Conditionnement** : unitaire
- **Dimensions** : 17 x 8 x 20 cm
- **Poids** : 0,70 kg
- **Matière** : polyester

- **Couleur** : noir
- **Fermeture** : à serrage, glissière YKK®
- **Passant ceinture** : oui (passants MOLLE)
- **Nombre de personnes** : jusqu'à 2
- **Risques couverts** : hémorragie, réanimation
- **Personnalisable** : non

Questions fréquentes sur la trousse de secours forces de l'ordre

Que contient la trousse de secours forces de l'ordre ?

Un garrot tourniquet tactique, un coussin hémostatique, un pansement compressif israélien, un masque bouche à bouche, une couverture de survie, des compresses stériles, du sparadrap, des ciseaux Jesco, des gants, du gel hydroalcoolique, un marqueur dermographique et un guide de premiers secours.

Quelle différence entre les deux versions de garrot ?

Le garrot Medisafe a un guindeau en plastique renforcé, et le garrot tactique SOF®-T un guindeau en aluminium.

Comment fixer la trousse sur un gilet pare-balles ?

Grâce à ses passants MOLLE. Le dos Velcro permet aussi de retirer la pochette sans démonter le système.

Peut-on l'accrocher dans un véhicule ?

Oui, grâce à sa poignée principale et à sa sangle avec clip d'attache.

La trousse peut-elle être rechargée ?

Oui, Medisafe propose des produits de réassort à l'unité et des kits complets.

La trousse de secours forces de l'ordre : le réflexe d'équipement des professionnels

Compacte, organisée et fixée en quelques secondes sur votre équipement, la trousse de secours forces de l'ordre vous permet de réagir aux urgences vitales en attendant les secours médicaux.

Équipez-vous de la trousse de secours forces de l'ordre pour vos prochaines interventions.