

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE avec velcro



Codes produits :

Référence 620DRA048

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

Le garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : un équipement vital

Ce garrot tourniquet est un dispositif médical tactique spécialement conçu pour les premiers secours en cas d'**hémorragie grave sur les membres**.

Pensé pour être déployé rapidement sur le terrain, il est un matériel compact et résistant qui permet de **stopper une hémorragie artérielle efficacement** grâce à un système de **torsion interne qui comprime le membre**.

Ce garrot tourniquet de marque **Rhino Rescue** constitue un composant essentiel pour compléter tout **IFAK**, gilet tactical ou trousse de secours pour les professionnels du secours, les militaires ainsi que les pratiquants outdoor.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : une autonomie maximale

Ce garrot tourniquet offre la possibilité d'une **application d'une seule main sur tous les membres**, qu'il s'agisse des **bras ou des jambes**, grâce à sa **taille réglable**.

En cas de **blessure isolée**, il est conçu pour être **utilisé par le secouriste lui-même, sans assistance**.

La simplicité d'utilisation de ce garrot garantit un temps de réaction optimal et une **autonomie** complète lors d'une intervention d'urgence particulièrement critique.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : une sécurité de blocage optimale

Ce garrot tourniquet intègre un **système de verrouillage par clip en U** couplé à un maintien efficace par **bande velcro**.

Il s'appuie sur ce **clip d'ancrage en forme de U** pour **maintenir la tige de torsion**, tandis que la **bande velcro** vient **bloquer le garrot après application**.

Grâce à cette double fermeture rigoureuse, le garrot assure le maintien d'une pression constante et prévient tout risque de desserrage intempestif au cours des manipulations.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : un suivi médical précis

Ce garrot tourniquet dispose d'une **surface d'inscription** directement intégrée sur la bande de fixation.

Ce **champ horaire** présent sur le garrot offre une **zone d'inscription intégrée** permettant de **noter l'heure de pose du garrot**, une information indispensable pour assurer un **suivi médical efficace** lors de la prise en charge par les équipes médicales d'évacuation.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : un transport discret

Les professionnels de la défense comme les militaires, la police ou les agents du secourisme exploitent ce garrot tourniquet au quotidien. Les aventuriers pratiquant des loisirs outdoor à risque ont également tout intérêt à intégrer ce garrot tourniquet dans leur kit individuel de secours. tourniquet combat RHINO RESCUE : synthèse technique

Ce garrot tourniquet réunit l'ensemble des spécifications techniques attendues sur le terrain :

- **Garrot à tige (tourniquet)** fabriqué en plastique.
- **Application à une main possible** grâce à une **taille réglable pour bras et jambes**.
- **Fixation par clip U + velcro** complétée par un **champ horaire** d'inscription.
- **Poids d'env. 84 g** avec des **dimensions d'env. 16 × 6 × 4,5 cm**.
- **Coloris Noir/Rouge** pensé pour le **secourisme**, le domaine **militaire**, la **police**, l'**IFAK** et l'**outdoor**.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : pour quels métiers ?

Ce garrot tourniquet s'adresse aux personnels **militaires**, aux forces de **police**, ainsi qu'aux professionnels du **secourisme** et des interventions d'urgence.

Il représente un choix pertinent pour les intervenants de terrain, mais aussi pour les pratiquants d'activités **outdoor** désireux de renforcer la sécurité de leurs expéditions en milieu isolé.

Garrot tourniquet combat RHINO RESCUE : quand et comment le déployer ?

En cas de crise, l'intervenant pose ce garrot immédiatement lors d'une **intervention d'urgence** pour stopper une **hémorragie grave sur les membres**.

L'installation de ce garrot consiste à positionner ce garrot autour du membre atteint, à effectuer la compression au moyen du système de **torsion interne**, puis à sécuriser ce garrot grâce au **clip d'ancrage en forme de U** et à la **bande velcro**.